

DESTILADOR DE ÁGUA PORTÁTIL BIO WATER



- O Destilador de Água Portátil Bio Water é indicado para a destilação de água utilizada em Autoclaves, clínicas odontológicas e hospitalares.
- Purifica a água em 99,9%, atendendo a todos os padrões exigidos.
- É portátil e de fácil instalação.
- Produto ecologicamente correto, com baixo consumo de energia.
- Tem qualidade reconhecida mundialmente. É sucesso de vendas nos EUA, Europa e Ásia.
- Resistente e fácil de limpar.
- Garantia Total de 1 ano

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Dimensão do Produto: 390 x 190 x 230 mm

Peso do Produto: 3,8 Kg

Dimensão da Embalagem: 450 x 290 x 450 mm

Peso com Embalagem: 5,00 Kg

Garantia: 12 Meses

Voltagem: 110V e 220V - Potencia: 680W

Frequência: 50Hz-60Hz

Produção: 1000-1200ml /h.



Importado por:

Modali Ind. e Com. de Dec. Ltda.

Rua Barra Funda, 957 - São Paulo - SP - CEP 01152-000

CNPJ. 45545035/0002-25 - Tel.: (11) 3667.5842

vendas@biowatersystem.com.br

www.biowatersystem.com.br